

## PRØVETAGNINGSSINSTRUKTION

# Rengøringskontrol af allergener

Instruktionen er til rengøring af overflader med hensyn til allergener.

### AT TÆNKE PÅ FØR PRØVETAGNINGEN:

Kontakt laboratoriets kundeservice for at bestille prøvetagningsmateriale: Fugtige Tops (vatpind).  
Brug vores analysekatalog til at vælge de relevante analyseparametre.  
Analysekatalogen finder du på [www.sgsanalytics.dk](http://www.sgsanalytics.dk)

### PRØVEUDTAGNING:

- Føre topsen over overfladen der skal kontrolleres.  
Hvis det er muligt, ska en overflade på 10 x 10 cm aftørres, både lodret og vandret.
- Bryd skaftet på topsen og læg den ned i den medfølgende rør, toppen først.
- Mærk prøverøret.

### OBS!

Vær forsigtig ved prøveudtagningen for at forhindre at der opstår kontaminering mellem prøverne.

Som et alternativ til fugtige tops kan man også bruge en tør tops med et tomt plastrør.  
Dyb topsen i rent vand fra hanen, føre topsen over overfladen som skal kontrolleres,  
bryd skaftet på topsen og læg den i det medfølgende rør, toppen først.  
Mærk prøven og indsend som nedenfor.

### INDSEND PRØVEN:

- Hvis der bruges følgesedel, skal du sørge for, at alle markerede felter er udfyldt. Skriv venligst hele tekst.  
Hvis der bruges etiket/label: klistre etiketten på røret og send det til laboratoriet.
- Prøven kan sendes i en Jiffy-pose eller i en anden passende emballage som aftalt med det analyserende laboratorium.
- Prøven behøver ikke opbevares kølet.

