

## PRØVETAGNINGSSINSTRUKTION

# Sådan tages en is-prøve

### AT TÆNKE OVER FØR PRØVETAGNING

- Bestill 250 ml steril plastbæger til mikrobiologiske levnedsmiddelprøver (2 stk plastbæger skal fyldes til en is-prøve).

### HÅNDTER PRØVER OMHYGGELIGT

- Begynd med at vaske hænderne omhyggeligt og brug rene redskaber til at udtage isprøven. Undgå at røre prøven med dine hænder.
- Prøveudtagningsbøtterne (2 stk) er rene og bør ikke åbnes andet end når de skal fyldes med is, og hvorpå de straks lukkes.
- Begge bøtter skal altid fyldes med is for at sikre en tilstrækkelig mængde vand til analyse på laboratoriet.



### MÆRKNING AF PRØVEN

- Indsend bøtterne med etiket/følgesedel eller AT-nummer. Udfyld alle de ønskede fakta.

### PAK TASKEN OG SEND PRØVEN IND

- Prøven bør tages så tæt på transport som muligt og opbevares køligt, i afventning på transporten.
- Inden for 24 timer efter prøvetagning skal prøven være i laboratoriet.

SGS		254512 - 5698	
Etiket:		1/1	
Slaktostum:	.....		
Prøvetagere:	.....		
Battnummer:	.....		
Antal prøver:	.....		
Tricket/Brif			
KLS 1 etikett/battn (max. 100 prov./b.) 18254512569801 0000 <0097>			
		254512 - 5698 1/1	